

Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящую инструкцию по применению, содержащую важную информацию по использованию данного продукта. При возникновении любых вопросов, пожалуйста, обращайтесь к своему фармацевту, врачу или свяжитесь с нами.

BAUSCH + LOMB

Артелак Комплит УНО

0,24 %-ная гиалуроновая кислота (в виде гиалуроната натрия), карбомер, глицерин и липидный компонент (триглицериды средней цепи).

Предполагаемое использование: увлажняющий раствор

Что такое Артелак Комплит УНО?

Артелак Комплит УНО представляет собой непрозрачные глазные капли, содержащие 0,24 %-ную гиалуроновую кислоту (в виде гиалуроната натрия), карбомер, глицерин и липидный компонент (триглицериды средней цепи).

Не содержит консервантов и буферов.

Артелак Комплит Уно разработан по типу строения естественной слезной пленки.

Гиалуроновая кислота является природным увлажнителем, содержится в структурах здорового человеческого глаза и слезной пленки. Два дополнительных увлажнителя:

глицерин и карбомер усиливают эффект. Дополнительный компонент **Артелак Комплит Уно** — дополнительный липидный компонент (триглицериды средней цепи) поддерживает все 3 слоя слезной пленки: липидный, водный и муциновый.

Когда рекомендуется использовать Артелак Комплит УНО?

Артелак Комплит Уно показан для устранения всех симптомов сухого глаза, включая ощущение усталости глаз, раздражения, жжения, инородного тела в глазу и/или слезотечения. **Артелак Комплит Уно** распределяется на поверхности глаза, обеспечивая увлажнение для немедленного, длительного облегчения симптомов сухого глаза.

Причинами сухости глаз являются:

- внешние факторы, такие как длительная работа за компьютером, пребывание в помещении с кондиционированным воздухом, отопление, сигаретный дым, а также воздействие ветра при пребывании вне помещения и ношение контактных линз;
- другие факторы, такие как прием некоторых лекарственных препаратов (таких как противозачаточные средства, антигистаминные препараты, бетаблокаторы, спазмолитики и диуретики) или при выраженной сухости глаз, вызванной системными заболеваниями.

Как часто и как долго рекомендуется использовать Артелак Комплит УНО?

По мере необходимости рекомендуется закапывать по одной капле Артелак Комплит УНО в конъюнктивальный мешок каждого глаза. Вы можете использовать продукт каждый день и так часто, как пожелаете. Ограничений по продолжительности использования не существует.

Утилизировать тубик для одноразового применения после использования.

Каким образом использовать Артелак Комплит УНО?



1

1. Осторожно отделите один тюбик для одноразового применения от полоски.



2

2. Откройте (не тяните) верхнюю крышку от тюбика для одноразового применения.



3

3. Слегка запрокиньте голову назад и пальцем свободной руки осторожно оттяните нижнее веко вниз. Удерживайте тюбик для одноразового применения вертикально над глазом, наконечником вниз. Для предотвращения возможной травмы или повреждения убедитесь, что наконечник тюбика не касается вашего глаза. Затем аккуратно сожмите тюбик для выдавливания одной капли.

Закройте глаза и медленно поворачивайте ими для оптимального распределения капли на поверхности глаза.

Когда не рекомендуется использовать Артелак Комплит УНО?

Продукт нельзя использовать при повышенной чувствительности к каким-либо ингредиентам.

Важная информация по использованию Артелак Комплит УНО

- Редко сообщалось о местных реакциях повышенной чувствительности. Лечение в таких случаях должно прекращаться.
- Данный продукт может вызвать временное помутнение зрения после закапывания, что может оказать негативное влияние на управление транспортными средствами или работу с механизмами.
- В целях предотвращения возможной травмы, не прикасайтесь наконечником тюбика к поверхности глаза.
- Перед использованием снимите контактные линзы.
- Подождите примерно 15 минут перед использованием другого продукта для глаз или перед заменой контактных линз.
- Не используйте повторно.
- Не используйте после истечения срока годности.
- Не используйте, если упаковка или тюбик для одноразового применения повреждены.

Как хранить Артелак Комплит УНО?

Хранить при температуре от +1 до +25 °С.

Хранить вдали от солнечных лучей.

Форма выпуска:

Артелак Комплит УНО в упаковках, содержащих 30 тубиков для одноразового применения по 0,5 мл глазных капель.


Этот продукт также имеется в наличии во флаконах многократной дозировки без консервантов.



Изготовитель

Dr. Gerhard Mann
chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165-173
13581, г. Берлин

Дистрибьютор:
ЗАО «Валеант Фарма»,
Минск, Беларусь



Температурный предел



Не используйте, если упаковка или тубик для одноразового применения повреждены



Ознакомьтесь с инструкциями по применению



Использовать до



Не использовать повторно



Код партии



Стерилизовано с использованием методов асептической обработки



Хранить вдали от солнечных лучей

®/™ являются товарными знаками Bausch & Lomb Incorporated или ее дочерних организаций
© Bausch & Lomb Incorporated