

Способ применения и дозировка.

10 г (3 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают водой комнатной температуры 200 мл (1 стакан), закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (водяной бане) 15 мин, охлаждают 45 мин при комнатной температуре, процеживают. Оставшееся сырьё отжимают. Объём полученного настоя доводят кипячёной водой до 200 мл.

Принимают внутрь в тёплом виде по 1/4 - 1/3 стакана 2 - 3 раза в день после еды.

При наружном применении для приготовления ванн используют 1 стакан настоя на ванну.

Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, переносимости лекарственного средства и достигнутого эффекта.



Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

50,0 г при влажности 14 %

**Радиационный контроль
по РДУ/ЛТС-2004**



ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

ГОДЕН ДО:

Состав: Череды трава, 50,0 г.

Показания к применению:

- Внутрь: в комплексной терапии острых респираторных заболеваний.

- Наружно: экссудативный диатез, пиодермия.

Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Условия хранения: В защищенном от влаги и света месте при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Приготовленный настой - в прохладном месте (при температуре от 8 °С до 15 °С) не более 2 суток.

Условия отпуска из аптек: Без рецепта врача.

Противопоказания: Повышенная чувствительность к лекарственному средству. При применении внутрь - беременность; период лактации; детский возраст до 12 лет; заболевания, при которых необходимо ограничение приёма жидкости (например, тяжелые заболевания сердца и/или почек).

Побочное действие: Возможны аллергические реакции. В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Подробная информация см. листок-вкладыш.



БелАсептика

Череды травы



**BIDENTIS
HERBA**

Измельченное сырье

50 Г

